



# Salute Personale

## Scheda tecnica prodotto

Serie dedicata

# PULSOXIMETRO OXY-9

**Codice:** 10160

**Categoria:** Pulsossimetri da dito

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantità minima:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** IIB

**NSIS:** 2129395

**CND:** Z1203020408

**EAN13:** 8023279101607



### Descrizione:

Pulsossimetro portatile che adotta una tecnologia avanzata. Controlla i valori SpO2 (saturazione di ossigeno) e PR (frequenza cardiaca) dal dito, per misurare l'ossigenazione. Funge anche da pedometro e contacalorie. Applicabile a vari usi in ambienti diversi (istituzione medica, famiglia, centri di fitness e così via).

- visualizzazione del valore SpO2, del valore PR e del grafico a barre - visualizzazione delle calorie, dei passi e del tempo
- display orientabile automaticamente
- memorizzazione automatica dei valori SpO2 e PR
- funzione orologio sincronizzato - indicatore batteria scarica
- i dati memorizzati possono essere caricati sull'App via Bluetooth, l'App li carica sulla piattaforma Cloud per l'analisi

- peso, altezza, obiettivo calorie e sensibilità del pedometro sono impostabili dal server  
Dotato di cordino, coperchio bianco, 2 batterie AAA, manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE.

Dimensioni: 58x32x34 mm

Peso: circa 52g (comprese 2 batterie AAA)

### Caratteristiche tecniche:

- SpO2 campo: 0~100% precisione: 70~100%  $\pm$  2% 0~69%: non specificata
- PR; campo: 30-250 bpm precisione:  $\pm$  2 bpm o  $\pm$  2%, il maggiore dei due
- Risoluzione: SpO2: 1% - PR: 1bpm
- Pedometro - campo: 0-65535 passi - risoluzione: un passo
- Funzione memoria: registra 1000 gruppi di dati SpO2, dati pedometro 224 giorni

# IACER

Powered by  
IACER SRL  
Via Enzo Ferrari 2  
30037 - Scorzé (VE)

TELEFONO  
+39 041.8878045  
EMAIL  
salutepersonale@iacer.it