



Salute Personale

Scheda tecnica prodotto

Serie dedicata

MISURATORE DI PRESSIONE GIMA BLUETOOTH

Codice: 10162

Categoria: Sfigmomanometri digitali

Unità di vendita: 1 pz.

Quantità minima: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: IIA

NSIS: 2061057

CND: Z1203020501

EAN13: 8023279101621



Descrizione:

Sfigmo Bluetooth con innovativa tecnologia tubeless e design sottilissimo. Misura pressione sanguigna e frequenza cardiaca, rileva il battito cardiaco irregolare e il movimento corporeo eccessivo.

- ampio schermo LCD 86x24 mm, visualizzazione blu con retroilluminazione
 - pratico bracciale per circonferenza del braccio di 22x42 cm (nylon all'esterno e poliestere all'interno a contatto con la pelle)
 - indicazione di data, ora e batteria scarica
 - 2 gruppi di memoria (2 utenti)
- Dimensioni 131x73x29,4 mm

COMPATIBILITÀ

Per dispositivi iOS: Il sistema operativo deve essere iOS 8 o successivo, per esempio iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 Plus e così via. Per dispositivi Android: Il sistema operativo deve essere 4.3 o successivo.

Caratteristiche tecniche:

Metodo di misurazione: oscillometrico - funzionamento in modalità continua
Campo di misurazione: Pressione nominale bracciale 0~299 mmHg
Pressione di misurazione: SYS: 60~230 mmHg / DIA: 40~130 mmHg / Polso: 40~199 bpm Pulsanti meccanici: Utente 1 - Utente 2 - Interrogazione - Accensione
Alimentazione: batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata 3,7V - 1000 mHA Vita della batteria: 2 anni
Capacità di carica: fino a 300 volte
Adattatore CA (incluso): ingresso 100~240V. 50~60Hz

IACER

Powered by
IACER SRL
Via Enzo Ferrari 2
30037 - Scorzé (VE)

TELEFONO
+39 041.8878045
EMAIL
salutepersonale@iacer.it