



# MISURATORE DI PRESSIONE RI-CHAMPION SMART PRO BLUETOOTH

**Codice:** 10163

**Categoria:** Sfigmomanometri digitali

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantità minima:** 1

**Dispositivo:** Dispositivo medico

**Classe:** IIA

**NSIS:**

**CND:**

**EAN13:** 8023279101638



## Descrizione:

Sfigmomanometro clinicamente validato, studiato per misurazioni rapide e affidabili. Prestazioni avanzate, con rilevamento del battito cardiaco irregolare e funzionalità di calcolo dei valori medi (analisi di 3 misurazioni consecutive).

- connettività Bluetooth®
- funzionamento rapido e silenzioso per uso domestico e professionale - 200 misurazioni con 4 batterie AA
- ampio schermo retroilluminato facilmente leggibile
- conforme a EN1060-4, indagine clinica NIBP

## Caratteristiche tecniche:

Intervallo frequenza cardiaca: 40-199 battiti/minuto  
Intervallo misuraz. pressione sistolica: 60-255 mmHg  
Intervallo misuraz. pressione diastolica: 30-195 mmHg  
Intervallo misuraz. frequenza cardiaca: 40-199 battiti / minuto  $\pm 4\%$  della lettura  
Pressione di gonfiaggio max: 280 mmHg  $\pm 3$  mmHg o  $\pm 2\%$  della lettura  
Alimentazione: 4 batterie AA alcaline 1,5 V / CC + 6 V / 1 A  
Autonomia della batteria: 200 letture  
Memoria: max 400 registrazioni in memoria  
Dimensioni - peso: 141x121xh 72 mm - 350g senza batteria