



Salute Personale

Scheda tecnica prodotto

Serie dedicata

QUADRANT SMARTWATCH

Codice: 10164

Categoria: Misuratori medicali
e Cardiofrequenzimetro

Unità di vendita: 1 pz.

Quantità minima: 1

Dispositivo: Dispositivo non medico

Classe: IIA

NSIS:

CND:

EAN13: 8023279101645



Smartwatch progettati per monitorare vari parametri relativi alla salute e all'attività sportiva.

Quadrant si presta a tutte le occasioni, dal lavoro al tempo libero.

11 PARAMETRI: TEMPERATURA CORPOREA, FREQUENZA CARDIACA, ECG, BPM, SpO2, FREQUENZA RESPIRATORIA, SONNO, SPORT, CALORIE, PASSI, METEO.

Descrizione:

Oltre ai suddetti parametri, entrambi includono il cronometro, il lettore musicale e le foto. Connessione wireless all'App SIMPLO, compatibile con Android 8.1 e versioni superiori, con iOS 13 e versioni superiori.

Forniti con cavo di alimentazione e manuale in GB. IT. Disponibili su www.gimaitaly.com FR, ES, DE.

Caratteristiche tecniche:

Accelerometro: sensore 3D
Display: IPS TFT 1,70"
Sincronizzazione dati: 4.2 BLE
Intervallo temperatura: -10° ~ 50°
Alimentazione: Batteria ai polimeri di litio
Capacità batteria: 200 MAH
Durata batteria stand-by: 30 giorni uso normale: 15 giorni
uso frequente: 7 giorni
Tempo di ricarica: 2-3 ore
Peso: 55 g
Resistenza all'acqua: IP68