



CHECK-ME LITE con Bluetooth

Codice: 10165

Categoria: Monitor Vital Sign

Unità di vendita: 1 pz.

Quantità minima: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: IIA

NSIS: 2056594

CND: Z1203020202

EAN13: 8023279101652



Descrizione:

Dispositivo innovativo, completo, compatto e portatile che racchiude molteplici funzionalità e consente di misurare simultaneamente ECG, ritmo cardiaco, durata QRS, SpO2, pulsazioni e indice di perfusione. Il touch screen a colori, l'interfaccia ben organizzata e le istruzioni audio lo rendono molto intuitivo e facile da utilizzare. Accuratezza clinicamente approvata.

- supporta misurazione con e senza cavi per ECG e SpO2 (cavo opzionale)
- verifica, cattura e identifica ECG anomalo in 20 sec.
- l'algoritmo ECG professionale ricava ritmo cardiaco, durata QRS, segmento ST e analisi del ritmo
- controllo dell'ossigenazione del sangue in 20 secondi con il sensore SpO2 incorporato
- forme d'onda ECG di alta qualità memorizzabili e riproducibili
- software professionale per la gestione dei dati su PC e redazione di report (compatibile con Windows), App MyBeats Hub

Dimensioni: 88x56x13 mm Peso: 64 g

Caratteristiche tecniche:

Software per PC: GB
Laccetto da collo
Cavo ECG
Cavo di ricarica, micro D
Elettrodi ECG