



CHECK-ME PRO con Bluetooth



Codice: 35186

Categoria: Monitor Vital Sign

Unità di vendita: 1 pz.

Quantità minima: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: IIA

NSIS: 2056594

CND: Z1203020202

EAN13: 6934440100225

Descrizione:

Dispositivi wireless completi, compatti, versatili e portatili, permettono di monitorare il proprio stato di salute sempre e ovunque. Utilizzabile in vari contesti: ambulatorio, emergenze, studi medici, telemedicina. App MyBeats Hub.
Dimensioni: 88x56x13 mm Peso: 80 g

Caratteristiche tecniche:

ECG

- utilizzabile con o senza cavi - frequenza di campionamento di 500 Hz, ampia larghezza di banda - 30/60 s di forme d'onda ECG riproducibili - algoritmo ECG professionale per fornire frequenza cardiaca, durata QRS, segmento ST, intervallo QT / QTC e analisi del ritmo

- utilizzabile con o senza cavi - misura saturazione di ossigeno, frequenza pulsazioni e intensità pulsazioni

Monitor del sonno

- monitor SpO2 per OSA (apnea ostruttiva del sonno) - registra e traccia SpO2 e frequenza delle pulsazioni fino a 10 ore - APP mobile per controllare nel dettaglio i cambiamenti di SpO2

Pressione sanguigna tramite Bluetooth (richiede codice 35188 o 35189) - permette di gestire tutti i dati vitali insieme - vedere sotto

Temperatura - Sensore di temperatura a infrarossi integrato

- misurazione rapida ed elevata precisione

- sicuro e pratico, evita di dover svegliare il bambino addormentato

Contapassi

- calcola accuratamente i passi, le calorie e i grassi bruciati - sensore smart 3D ad alta precisione integrato

APP - supporta iOS e Android

- Bluetooth integrato, tutti i dati possono essere esportati dal dispositivo al telefono/tablet