



MODULO MISURAZIONE PRESSIONE AIR BP2



Codice: 35189

Categoria: Monitor Vital Sign

Unità di vendita: 1 pz.

Quantità minima: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: IIA

NSIS: 1967409

CND: Z1203020501

EAN13: 6934440101130

Descrizione:

Dispositivo portatile smart per misurare la pressione sanguigna. - una ricarica batteria per 1000 misurazioni
- facile da usare, robusto e durevole
- misurazione professionale
- letture:
- pressione sistolica, pressione diastolica, frequenza cardiaca;
- pressione pulsatoria, MAP (pressione arteriosa media)
- battito irregolare
- funziona con Smartphone
- colonna mercurio virtuale in tempo reale nella App durante la misurazione - forma d'onda frequenza cardiaca in tempo reale
- gestione multi-paziente
- registrazioni illimitate
- funziona con Checkme Pro 35186, 35187.
Fornito con bracciale, cavo di ricarica e manuale.

Caratteristiche tecniche:

Bracciale: Circonferenza braccio: 22-42cm
Wireless: Bluetooth 4.0 BLE
Ingresso ricarica: Micro USB, 5V CC
Durata batteria: 1000 misurazioni, ricaricabile
Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
Frequenza cardiaca: 40-200 bpm ± 2 bpm
App mobile per iOS: iOS 9.0 o superiore, iPhone 4s/iPad 3 o superiore
App mobile per Android: Android 4.4 o superiore, con Bluetooth 4.0 BLE
Dimensioni - peso: 68x20 mm (modulo) - 30g (modulo)
Accuratezza clinica: conforme a IEC 80601-2-30